



English

# Reusable Spider™ EEG [Electroencephalography] Electrodes

## Intended Applications

EEG, EP [Evoked Potentials], ICU [Intensive Care Unit], LTME [Long Term Monitoring], PSG [Polysomnography], IONM [Intraoperative Neurophysiological Monitoring], and Ambulatory.

## Sterilization

Non-sterile.

## Caution

Reusable Spider EEG Electrodes are for professional use only and should only be used in compliance with accepted industry standards. RhythmLink International, LLC is not responsible for injury, infection or other damage resulting from the use or misuse of this product.

## Packaging

Ten Electrodes per pouch.

## Instructions for Use

Select appropriate Reusable Spider Electrode type and size. Clean application site. Apply Electrode using conductive gel, paste, collodion or other similar adhesive. When finished, remove Electrode and clean the application site.

## Cleaning and Disinfecting Instructions

Follow acceptable cleaning and disinfecting protocols, including - but not limited to - washing with water and using disinfecting products. If skin was treated with an abrasive agent during application process, disinfect according to the proper protocols. Do not reuse Electrodes that have been contaminated with blood. Do not sterilize.

*This product has a useful shelf life of 5 years from the date of manufacture. Reusable product should be replaced if signal degrades.*

 RhythmLink International, LLC  
1140 First Street South  
Columbia, SC, USA 29209-3540  
+1.866.633.3754 [toll-free]  
+1.803.252.1222  
+1.803.252.1111 [fax]  
sales@rhythmink.com  
Rhythmink.com

**European Authorized Representative**  
Mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str.71  
D-30855 Hannover-Langenhagen

   

**FOR SINGLE USE ONLY**  
**ASSEMBLED IN CHINA**

**Caution:** Federal Law [USA] restricts this device for sale by or on the order of a licensed medical practitioner.

RhythmLink® is a registered trademark of RhythmLink International, LLC. Spider™ is a trademark of RhythmLink International, LLC.

RhythmLink is the exclusive licensee of Spes Medica for the Spider Electrode.

Part # IFU100-03 rev002

# Electrodo EEG [Electroencefalograma] reutilizable Spider™

## Usos indicados

EEG, EP [Potenciales Evocados], ICU [Unidad de Cuidado Intensivo], LTME [Monitorización Prolongada], PSG [Polisomnografía], IONM [Monitorización Intra-Operativa] y uso Ambulatorio.

## Esterilización

No estéril.

## Advertencia

Los electrodos para EEG reutilizables Spider son solo para uso profesional y se deben usar únicamente de conformidad con las normas aceptadas del sector. RhythmLink International, LLC no se hace responsable de lesiones, infecciones u otros daños resultantes del uso o el uso indebido de este producto.

## Envases

Diez electrodos por sobre.

## Instrucciones de uso

Seleccione el tipo y tamaño apropiados de electrodo Spider reutilizable. Limpie el área de aplicación. Aplique el electrodo mediante el uso de gel, pasta o colodión conductores, u otros adhesivos similares. Cuando termine, quite el electrodo y limpie el área de aplicación.

## Instrucciones de limpieza y desinfección

Siga los protocolos aceptables de limpieza y desinfección, que incluyen - sin limitarse a - el lavado con agua y el uso de productos desinfectantes. Si la piel ha sido tratada con un agente abrasivo durante el proceso de aplicación, desinfectela de acuerdo con los protocolos adecuados. No reutilice electrodos que hayan sido contaminados con sangre. No los esterilice.

**Advertencia:** La jurisprudencia federal de EE.UU. restringe la venta de este producto por parte o a la orden de un profesional médico. RhythmLink® es una marca registrada de RhythmLink International, LLC. Spider™ es una marca comercial de RhythmLink International, LLC. RhythmLink es el titular exclusivo de la licencia de Spes Medica para el electrodo Spider con patente en trámite.

# Elettrodi da EEG [Elettroencefalogramma] riutilizzabili Spider™

## Applicazioni previste

EEG, EP [Potenziali Evocati], ICU [Rianimazione], LTME [Osservazione Protratta], PSG [Polisomnogramma], IONM [Neuromonitoraggio Interoperatorio] e Ambulatorio.

## Sterilizzazione

Non sterile.

## Attenzione

Gli elettrodi da EEG riutilizzabili Spider sono solo per uso professionale e vanno usati esclusivamente attenendosi agli standard adottati nel settore. RhythmLink International, LLC non si assume responsabilità per lesioni, infezioni o altri danni imputabili all'uso sia previsto che improprio di questo articolo.

## Confezione

Dieci elettrodi per confezione sigillata.

## Istruzioni per l'uso

Selezionare l'elettrodo Spider riutilizzabile di idoneo tipo e misura. Pulire il punto dell'applicazione. Applicare l'elettrodo con un gel, pasta, collodio o simile adesivo conduttivo. Al termine rimuovere l'elettrodo e pulire il punto dell'applicazione.

## Istruzioni di pulizia e disinfezione

Seguire protocolli di pulizia e disinfezione accettabili, compresi - tra gli altri - il risciacquo e l'impiego di prodotti disinfettanti. Se la cute è stata trattata con agente abrasivo durante il processo di applicazione, disinfettare secondo i protocolli appropriati. Non riutilizzare elettrodi contaminati da sangue. Non sterilizzare.

**Attenzione:** La legge federale [USA] limita la vendita di questo dispositivo a opera o su richiesta di un medico iscritto all'albo. RhythmLink® è un marchio registrato di RhythmLink International, LLC. Spider™ è un marchio registrato di RhythmLink International, LLC. RhythmLink è la licenziataria esclusiva di Spes Medica per l'elettrodo Spider con brevetto in via di rilascio.

Español

# Electrode Spider™ réutilisable pour EEG [Electroencéphalogramme]

## Usages prévus

EEG [Electroencéphalogramme], EP [Potentiels évoqués], IONM [Neuro-Monitoring Peropératoire], ICU [Unité de Soins Intensifs], NCS [Etudes de Conduction Nerveuse], LTME [Monitoring à Long Terme], PSG [Polysomnogramme] et Ambulatoire.

## Stérilisation

Non-stérile.

## Avertissement

Les électrodes réutilisables Spider pour EEG sont destinées à un usage professionnel uniquement et ne doivent être utilisées qu'en conformité avec les normes acceptées de l'industrie. RhythmLink International, LLC décline toute responsabilité en cas de blessures, d'infections ou d'autres dommages résultant de l'utilisation ou de l'emploi abusif de ce produit.

## Conditionnement

Dix électrodes par boîte.

## Instructions d'utilisation

Sélectionnez le type et le format d'électrode réutilisable Spider adéquats. Nettoyez le site d'application. Appliquez l'électrode ventouse à l'aide d'un gel, d'une pâte ou de collodion conducteur ou tout autre adhésif similaire. Lorsque vous avez terminé, enlevez l'électrode et nettoyez le site d'application.

## Instructions pour le nettoyage et la désinfection

Suivez les protocoles de désinfection et de nettoyage adéquats, en ce compris, mais sans y être limité, le nettoyage à l'eau et l'utilisation de produits désinfectants. Si la peau a été traitée à l'aide d'un agent abrasif pendant l'application, désinfectez conformément aux protocoles adéquats. Ne réutilisez pas les électrodes qui ont été contaminées avec du sang. Ne pas stériliser.

**Avertissement :** la législation fédérale [américaine] limite ce produit à la vente par ou sur prescription d'un médecin praticien. RhythmLink® est une marque déposée de RhythmLink International, LLC. Spider™ est une marque déposée de RhythmLink International, LLC. RhythmLink est le concessionnaire exclusif de Spes Medica pour l'électrode Spider en attente de brevet.

Français

Italiano

# Wiederverwendbare Spider™-EEG-Elektrode [Elektroenzephalografie]

## Vorgesehene Anwendung

EEG, EP [Evozierte Potenziale], ICU [Intensivstation], LTME [Langzeitüberwachung], PSG [Polysomnografie], IONM [Intraoperatives Neuromonitoring] und Ambulant.

## Sterilisation

Nicht steril.

## Achtung

Wiederverwendbare Spider-EEG-Elektroden dürfen nur von Fachpersonal und unter Einhaltung anerkannter Branchenstandards verwendet werden. RhythmLink International, LLC übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Infektionen oder andere Schäden, die durch Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.

## Packungsgröße

Zehn Elektroden pro Schachtel.

## Gebrauchsanweisung

Wiederverwendbare Cup-Elektrode von geeignetem Typ und geeigneter Größe auswählen. Applikationsstelle reinigen. Elektrode mit Leitgel, Leit- oder Klebepaste, Kollodium oder einer ähnlichen Elektrodenpaste befestigen. Nach Gebrauch Elektrode entfernen und Applikationsstelle reinigen.

## Anweisungen für Reinigung und Desinfektion

Bei der Reinigung und Desinfektion sind anerkannte Protokolle zu beachten, insbesondere das Waschen mit Wasser und die Verwendung desinfizierter Produkte. Falls die Haut während der Applikation mit einem Abrasivmittel behandelt worden ist, diese den Vorschriften entsprechend desinfizieren. Elektroden, die mit Blut in Kontakt gekommen sind, nicht wiederverwenden. Nicht sterilisieren.

**Achtung:** Nach US-Gesetzen darf dieses Produkt nur an Ärzte bzw. auf ärztliche Anordnung verkauft werden. RhythmLink® ist eine eingetragene Marke von RhythmLink International, LLC. Spider™ ist eine eingetragene Marke von RhythmLink International, LLC. RhythmLink ist ausschließlicher Lizenznehmer der Spider-Elektrode von Spes Medica [Patent angemeldet].

Deutsch