



English

Disposable Sticky Pad™ Surface Electrode

Intended Applications

EEG [Electroencephalography], EP [Evoked Potentials], IONM [Intraoperative Neurophysiological Monitoring], ICU [Intensive Care Unit], NCS [Nerve Conduction Studies], LTM [Long Term Monitoring], PSG [Polysomnography] and Ambulatory.

Caution

Sticky Pad Electrodes are for professional use only and should only be used in compliance with accepted industry standards. RhythmLink International, LLC is not responsible for injury, infection or other damage resulting from the use or misuse of this product.

Storage

Keep the package away from sunlight. Store at 10-40°C [50-104°F].

Instructions for Use

Select appropriate Sticky Pad Electrode. Remove excess hair, oils and dirt. Prep application site, remove Mylar backing from Electrode and place on application site. Apply pressure to center of Electrode and move to edges. Remove by pulling directly on Electrode. **DO NOT PULL ON THE CABLE!** Remove remaining hydrogel with clean, soapy water. This product is single-patient use only. Discard Electrode after use.



RhythmLink International, LLC
1140 First Street South
Columbia, SC, USA 29209-3540
+1.866.633.3754 [toll-free]
+1.803.252.1222
+1.803.252.1111 [fax]
sales@rhythmLink.com
RhythmLink.com

FOR SINGLE USE ONLY

EC REP
European Authorized Representative
Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str.71
D-30855 Hannover-Langenhagen



To view a list of symbol definitions found on packaging and instructions for use, please visit RhythmLink.com/symbols.

RhythmLink® is a registered trademark of RhythmLink International, LLC.
Sticky Pad™ is a trademark of RhythmLink International, LLC.

L172001 rev006

Electrodo superficial desechable Sticky Pad™

Usos indicados

EEG [Electroencefalograma], EP [Potenciales evocados], IONM [Monitorización Intra-Operativa], ICU [Unidad de cuidado intensivo], NCS [Estudios de Conducción Nerviosa], LTM [Monitorización Prolongada], PSG [Polisomnografía] y uso ambulatorio.

Advertencia

Los electrodos superficiales desechables son solo para uso profesional y se deben usar únicamente de conformidad con las normas aceptadas del sector. RhythmLink International, LLC no se hace responsable de lesiones, infecciones u otros daños resultantes del uso o el uso indebido de este producto.

Instrucciones de uso

Seleccione el electrodo Sticky Pad apropiado. Elimine el exceso de pelo, grasas y suciedad. Prepare el área de aplicación, despegue la lámina de respaldo Mylar del electrodo y colóquelo en el área de aplicación. Empiece aplicando presión al centro del electrodo, desplazándola después hacia los bordes. Para quitar el electrodo tire de él directamente. **NO TIRE DEL CABLE.** Elimine los residuos de hidrogel con agua limpia y jabonosa. Este producto es para uso en un solo paciente. Deseche el electrodo después de su uso.

Para ver una lista de definiciones de los símbolos que aparecen en el embalaje y las instrucciones de uso, Por favor visite RhythmLink.com/symbols.

RhythmLink® es una marca registrada de RhythmLink International, LLC.
Sticky Pad™ es una marca comercial de RhythmLink International, LLC.

Español

Electrode de surface jetable Sticky Pad™

Usages prévus

EEG [Electroencéphalogramme], EP [Potentiels évoqués], IONM [Neuro-monitoring peropératoire], ICU [Unité de soins intensifs], NCS [Etudes de conduction nerveuse], LTM [Monitoring à long terme], PSG [Polysomnogramme] et ambulatoire.

Français

Avertissement

Les électrodes Sticky Pad sont destinées à un usage professionnel uniquement et ne doivent être utilisées qu'en conformité avec les normes acceptées de l'industrie. Rhythmink International, LLC décline toute responsabilité en cas de blessures, d'infections ou d'autres dommages résultant de l'utilisation ou de l'emploi abusif de ce produit.

Instructions d'utilisation

Sélectionnez l'électrode Sticky Pad adéquate. Enlevez les cheveux, l'huile ou la saleté. Préparez le site d'application, enlevez le Mylar au dos de l'électrode et placez-la sur le site d'application. Appliquez une pression au centre de l'électrode et dirigez-vous vers les bords. Enlevez en tirant directement sur l'électrode. **NE TIREZ PAS SUR LE CABLE !** Enlevez l'hydrogel restant à l'eau propre et savonneuse. Ce produit est destiné à un seul patient. Jetez l'électrode après usage.

Pour afficher une liste des définitions des symboles figurant sur l'emballage et les instructions d'utilisation, S'il vous plaît visitez Rhythmink.com/symbols.

Rhythmink® est une marque déposée de Rhythmink International, LLC.
Sticky Pad™ est une marque déposée de Rhythmink International, LLC.

Elettrodo di superficie monouso Sticky Pad™

Applicazioni previste

EEG [elettroencefalogramma], EP [potenziali evocati], IONM [neuromonitoraggio interoperatorio], ICU [rianimazione], NCS [sindrome neurocutanea], LTM [osservazione protratta], PSG [polisomnogramma] e ambulatorio.

Italiano

Attenzione

Gli elettrodi Sticky Pad sono solo per uso professionale e vanno usati esclusivamente attenendosi agli standard adottati nel settore. Rhythmink International, LLC non si assume responsabilità per lesioni, infezioni o altri danni imputabili all'uso sia previsto che improprio di questo articolo.

Istruzioni per l'uso

Scegliere l'elettrodo Sticky Pad idoneo. Rimuovere i peli in eccesso, l'unto e lo sporco. Preparare il punto destinato all'applicazione, rimuovere il rivestimento in Mylar dalla parte posteriore dell'elettrodo e applicarlo sulla cute. Esercitare pressione sul centro dell'elettrodo distribuendola verso i bordi. Rimuovere l'elettrodo tirandolo direttamente. **NON TIRARE IL CAVO!** Asportare l'idrogel residuo con acqua insaponata pulita. Questo articolo prevede l'uso su un solo paziente. Scartare l'elettrodo dopo l'uso.

Per visualizzare l'elenco delle definizioni dei simboli presenti sulla confezione e le istruzioni per l'uso, Si prega di visitare il sito Rhythmink.com/symbols.

Rhythmink® è un marchio registrato di Rhythmink International, LLC.
Sticky Pad™ è un marchio registrato di Rhythmink International, LLC.

Sticky Pad™- Einweg-Oberflächenelektrode

Vorgesehene Anwendung

EEG [Elektroenzephalografie], EP [evozierte Potenziale], IONM [intraoperatives Neuromonitoring], ICU [Intensivstation], NCS [Nervenleitfähigkeitsstudien], LTM [Langzeitüberwachung], PSG [Polysomnografie] und ambulant.

Deutsch

Achtung

Sticky Pad-Elektroden dürfen nur von Fachpersonal und unter Einhaltung anerkannter Branchenstandards verwendet werden. Rhythmink International, LLC übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Infektionen oder andere Schäden, die durch Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.

Gebrauchsanweisung

Geeignete Sticky Pad-Elektrode auswählen. Haare, Öle und Schmutz von der Applikationsstelle entfernen. Applikationsstelle vorbereiten, Mylarfolie von Elektrode abziehen und Elektrode auf Applikationsstelle setzen. Elektrode mit einer Bewegung von innen nach außen andrücken. Zum Entfernen direkt an der Elektrode ziehen. **NICHT AM KABEL ZIEHEN!** Restliches Hydrogel mit sauberer Seifenlauge abwaschen. Dieses Produkt ist zum Einpatientengebrauch bestimmt. Elektrode nach Gebrauch entsorgen.

Um eine Liste von Symboldefinitionen auf Verpackung und Gebrauchsanweisungen zu sehen, dann besuchen Sie bitte Rhythmink.com/symbols.

Rhythmink® ist eine eingetragene Marke von Rhythmink International, LLC.
Sticky Pad™ ist eine eingetragene Marke von Rhythmink International, LLC.