



English

Disposable Webbed* EEG [Electroencephalography] Electrode

Intended Applications

EEG, EP [Evoked Potentials], IONM [Intraoperative Neurophysiological Monitoring], ICU [Intensive Care Unit], LTM [Long Term Monitoring], PSG [Polysomnography] and Ambulatory.

Caution

Disposable Webbed EEG Electrodes are for professional use only and should only be used in compliance with accepted industry standards. RhythmLink International, LLC is not responsible for injury, infection or other damage resulting from the use or misuse of this product.

Instructions for Use

Clean application site. Apply Electrode using conductive gel, paste, collodion or other similar adhesive. When finished, remove Electrode and clean application site. This product is single-patient use only. Discard Electrode after use.

Avoid prolonged or repeated exposure to substances containing acetone or ethyl acetate. These solvents can damage the electrode and may lead to premature product failure.



RhythmLink International, LLC
1140 First Street South
Columbia, SC, USA 29209-3540
+1.866.633.3754 [toll-free]
+1.803.252.1222
+1.803.252.1111 [fax]
sales@rhythmLink.com
RhythmLink.com

FOR SINGLE USE ONLY

Australian Sponsor
Emergo Australia
Level 20 Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
Australia



To view a list of symbol definitions found on packaging and instructions for use, please visit RhythmLink.com/symbols.

RhythmLink® is a registered trademark of RhythmLink International, LLC.
*US Patent No. D 644,738

Electrodo para EEG
[Electroencefalograma] reticulado
desechable

Español

Usos indicados

EEG, EP [Potenciales evocados], IONM [Monitorización neurofisiológica intraoperativa], ICU [Unidad de cuidado intensivo], LTM [Monitorización prolongada], PSG [Polisomnografía] y uso ambulatorio.

Advertencia

Los electrodos para EEG reticulados desechables son para uso profesional únicamente y se deben usar solamente de conformidad con las normas aceptadas del sector. RhythmLink International, LLC no se hace responsable de lesiones, infecciones u otros daños resultantes del uso o el uso indebido de este producto.

Instrucciones de uso

Limpie el área de aplicación. Aplique el electrodo mediante el uso de gel, pasta o colodión conductores, u otros adhesivos similares. Cuando termine, quite el electrodo y limpie el área de aplicación. Este producto es para uso en un solo paciente. Deseche el electrodo después de su uso.

Evitar la exposición prolongada o repetida a sustancias que contengan acetona o acetato de etilo. Estos disolventes pueden dañar el electrodo y pueden conducir a un fallo prematuro del producto.

Para ver una lista de definiciones de los símbolos que aparecen en el embalaje y las instrucciones de uso, Por favor visite RhythmLink.com/symbols.

RhythmLink® es una marca registrada de RhythmLink International, LLC.

Electrode d'EEG
(électroencéphalographie) aranéuse
jetable

Français

Applications visées

EEG, EP [Evoked Potentials (potentiels évoqués)], IONM [Intraoperative Neurophysiological Monitoring (contrôle neurophysiologique peropératoire)], ICU [Intensive Care Unit (unité de soins intensifs)], LTM [Long Term Monitoring (surveillance à long terme)], PSG [Polysomnography (polysomnographie)] et ambulatoire.

Avertissement

Les électrodes EEG aranéuses jetables sont destinées à un usage professionnel uniquement et ne peuvent être utilisées qu'en conformité avec les normes acceptées de l'industrie. Rhythmink International, LLC décline toute responsabilité en cas de blessure, d'infection ou d'autre dommage résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit.

Instructions d'utilisation

Nettoyez le site d'application. Appliquez des électrodes à l'aide de gel, de pâte, de collodion ou d'un adhésif conducteur similaire. Lorsque vous avez terminé, enlevez l'électrode et nettoyez le site d'application. Ce produit est destiné à un usage unique. Jetez l'électrode après usage.

Éviter toute exposition prolongée ou répétée à des substances contenant de l'acétone ou l'acétate d'éthyle. Ces solvants peuvent endommager l'électrode et peut conduire à une défaillance du produit prématuré.

Pour afficher une liste des définitions des symboles figurant sur l'emballage et les instructions d'utilisation, S'il vous plaît visitez Rhythmink.com/symbols.

Rhythmink® est une marque déposée de Rhythmink International, LLC.

Elettrodo a perdere alveolare da EEG
[elettroencefalogramma]

Applicazioni previste

EEG, EP [potenziali evocati], IONM [neuromonitoraggio interoperatorio fisiologico], ICU [rianimazione], LTM [osservazione protratta], PSG [polisonnogramma] e ambulatorio.

Attenzione

Gli elettrodi a perdere palmati da EEG sono solo per uso professionale e vanno usati esclusivamente attenendosi agli standard vigenti nel settore. Rhythmink International, LLC non risponde di lesioni, infezioni o altri danni derivanti dall'uso corretto o improprio di questo articolo.

Istruzioni per l'uso

Pulire il punto dell'applicazione. Applicare l'elettrodo con gel, pasta o collodio conduttivi o altro adesivo simile. Alla fine staccare l'elettrodo e pulire il punto dell'applicazione. Questo articolo è da usarsi su un singolo paziente. Scartare l'elettrodo dopo l'uso.

Evitare l'esposizione prolungata o ripetuta a sostanze contenenti acetone o acetato di etile. Questi solventi possono danneggiare l'elettrodo e può portare al fallimento del prodotto precoce.

Per visualizzare l'elenco delle definizioni dei simboli presenti sulla confezione e le istruzioni per l'uso, Si prega di visitare il sito Rhythmink.com/symbols.

Rhythmink® è un marchio registrato di Rhythmink International, LLC.

Italiano

Netzförmige EEG
[Elektroenzephalographie]-
Elektrode (Einweg)

Vorgesehene Anwendung

EEG, EP [evozierte Potenziale], IOM [intraoperatives Neuromonitoring], Intensivstation, LTM [Langzeitüberwachung], PSG [Polysomnographie] und ambulanz.

Achtung

Die zum Einmalgebrauch vorgesehenen EEG-Gewebeelektroden dürfen nur von Fachpersonal und unter Einhaltung anerkannter Branchenstandards verwendet werden. Rhythmink International, LLC übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Infektionen oder andere Schäden, die durch Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.

Gebrauchsanweisung

Applikationsstelle reinigen. Elektrode mit Leitgel, Leit- oder Klebepaste, Kollodium oder einer ähnlichen Elektrodenpaste befestigen. Nach Gebrauch Elektrode entfernen und Applikationsstelle reinigen. Dieses Produkt ist zum Einpatientengebrauch bestimmt. Elektrode nach Gebrauch entsorgen.

Vermeiden Sie längere oder wiederholte Exposition gegenüber Substanzen enthalten, Aceton oder Ethylacetat. Diese Lösungsmittel können die Elektrode beschädigen und zu einem vorzeitigen Ausfall des Gerätes verursachen kann.

Um eine Liste von Symboldefinitionen auf Verpackung und Gebrauchsanweisungen zu sehen, dann besuchen Sie bitte Rhythmink.com/symbols.

Rhythmink® ist eine eingetragene Marke von Rhythmink International, LLC.

Deutsch