



English

Disposable PressOn™ Electrode Headset

Intended Use

The PressOn™ Electrode is intended for use in the recording of the Electroencephalogram (EEG), the evoked potential (EP), or as a ground and reference in an EEG or EP recording. This device is provided sterile for Single Patient Use Only.

Caution

Federal [USA] law restricts this device to sale by or on the order of a physician and it should only be used in compliance with accepted industry standards. RhythmLink International, LLC is not responsible for injury, infection or other damage resulting from the use or misuse of this product. Product is sterile unless packaging is opened or damaged.

Packaging

A sterile pouch contains electrodes with positioning headset. Extension cables are packaged separately in individual sterile pouches.

General Information

- PressOn electrodes are supplied sterile, intended for single patient use and are disposable.
- The PressOn EEG leads can be connected to any commercially available EEG equipment.
- PressOn electrodes should only be used by trained or skilled personnel under the direction of a physician.
- PressOn electrodes are approved for prolonged usage.
- Follow hospital guidelines for application and dispensing of the PressOn electrode.

Warnings

- Electrodes are only approved for recording.
- Electrodes should be applied only to normal, healthy skin.
- The skin, shape and type of electrodes may affect the safety and effectiveness of electrical recording.
- The electrical performance characteristics of electrodes may affect the safety and effectiveness of electrical recording.
- You should contact the manufacturer of the electrical recording device if you do not know if the electrodes can be used with the recording device.
- The entire device is MR Unsafe.





RhythmLink International, LLC
1140 First Street South
Columbia, SC, USA 29209-3540
+1.866.633.3754 [toll-free]
+1.803.252.1222
+1.803.252.1111 [fax]
sales@rhythmLink.com
RhythmLink.com

FOR SINGLE USE ONLY

STERILE

EO

Pre-Sterilized Disposable

Rx Only



To view a list of symbol definitions found on packaging and instructions for use, please visit [RhythmLink.com/symbols](https://rhythmLink.com/symbols).

Reuse of this device may cause cross contamination and has NOT been validated for multiple uses.


Re-sterilization of this device may cause unknown malfunctions. EO re-sterilization has not been validated for this device and may contribute to excessive EO gas residuals.

RhythmLink® is a registered trademark of RhythmLink International, LLC. PressOn™ is a trademark of Persyst Development Corporation.

Precautions

The long term effects of cutaneous electrodes for electrical recordings are unknown. Keep electrodes out of the reach of children. Use caution if electrodes are applied over areas of skin that lack normal sensation.

Instructions for Use

1. Open the sterile pouch and remove the headset from the pouch.
- 2. Position the headset on the patient using the chin strap to secure. Specific applicators indicate the front of the headset and should rest on the patient's forehead.
3. Adjust the headset as needed so it rests evenly and securely on the patient. The applicators should be oriented so that the electrode end is resting on the skin and the applicator's button is facing up. Take care not to deploy electrodes until ready.
4. If necessary, part patient's hair at the electrode placement site to ensure the PressOn is touching the skin prior to launch.
- 5. Stabilize each applicator with your thumb and middle finger and press the plunger downward with your pointer finger toward the skin with light to moderate pressure to apply the electrode. If properly applied the teeth should be equally embedded under the skin.
6. When all electrodes are deployed, release the chin strap and gently remove the positioning headset using caution not to dislodge any electrode.
7. Dispose of positioning headset according to standard biomaterial handling protocols.
- 8. Remove extension cables from the pouch and match the numbers on the extenders to the patient array connector to ensure accuracy. Next, plug the electrodes into any commercial EEG equipment per manufacturer's instructions.
9. During prolonged monitoring, check the electrode insertion site regularly for any signs of infection, reddening or discharge.
- 10. To remove a PressOn electrode, grasp the electrode's wire within 1-2 centimeters of the electrode site, then pull quickly upward away from the skin. Pull in a direction perpendicular to the skin until the electrode pulls free. Discard all used electrodes per hospital guidelines.
11. Minor capillary bleeding may be present once an electrode has been removed. Should this occur, press a sterile cotton pad on the site and hold until bleeding has stopped or follow hospital guidelines for care.
12. Dispose of electrodes in a medical sharps container according to standard biomaterial handling protocols.

Casco para electrodos PressOn™ desechable

Uso previsto

Los electrodos PressOn™ están previstos para su uso en el registro de electroencefalogramas (EEG), potencial evocado (EP) o como tierra y referencia en un registro de EEG o EP. Este producto se suministra estéril para uso en un solo paciente.

Atención

La ley federal de EE. UU. solo autoriza la venta de este producto a facultativos o bajo prescripción médica y su uso debe ajustarse a las normas industriales aceptadas. RhythmLink International, LLC no será responsable de las lesiones, infecciones u otros daños que pudieran resultar del uso o uso indebido de este producto. El producto es estéril a menos que el envase esté abierto o dañado.

Presentación

Los electrodos y el casco de posicionamiento se suministran en una bolsa estéril. Los cables alargadores se suministran por separado en bolsas estériles individuales.

Información general

- Los electrodos PressOn se suministran estériles para uso en un solo paciente y son desechables.
- Las derivaciones de EEG PressOn pueden conectarse a cualquier equipo de EEG disponible en el mercado.
- El uso de los electrodos PressOn está restringido a personal debidamente formado o cualificado y debe realizarse bajo la supervisión de un médico.
- Los electrodos PressOn están aprobados para uso prolongado.
- Siga el protocolo hospitalario para la aplicación y uso de los electrodos PressOn.

Advertencias

- Los electrodos solo están aprobados para el registro eléctrico.
- Los electrodos solo deben aplicarse sobre piel normal y sana.
- La piel, la forma y el tipo de electrodos pueden afectar a la seguridad y eficacia del registro eléctrico.
- Las características de rendimiento eléctrico de los electrodos pueden afectar a la seguridad y eficacia del registro eléctrico.
- Si no está seguro de si los electrodos pueden utilizarse con su equipo de registro eléctrico, contacte con el fabricante del equipo.
- Ninguna parte del dispositivo es compatible con RM.





Precauciones

Se desconocen los efectos a largo plazo de los electrodos cutáneos para registros eléctricos. Mantenga los electrodos lejos del alcance de los niños. Proceda con precaución al aplicar los electrodos sobre las áreas de piel insensibles.

La reutilización de este dispositivo puede causar una contaminación cruzada y NO se ha validado para múltiples usos.

La reesterilización de este dispositivo puede causar fallos de funcionamiento desconocidos. La reesterilización con óxido de etileno (EO) no se ha validado para este dispositivo y puede contribuir a un exceso de residuos de gas de EO.

Instrucciones de uso

1. Abra la bolsa estéril y retire el casco de la bolsa.
- 2. Ubique el casco sobre el paciente y fíjelo con la correa para el mentón. Los aplicadores específicos indican la parte frontal del casco y deben quedar apoyados sobre la frente del paciente.
3. Ajuste el casco según sea necesario para que quede apoyado de manera uniforme y segura sobre el paciente. Los aplicadores deben orientarse de forma que el extremo del electrodo quede apoyado sobre la piel, con el botón del aplicador hacia arriba. Tenga cuidado de no desplegar los electrodos hasta que estén listos.
4. Si es necesario, separe el cabello del paciente en el lugar donde está colocado el electrodo para garantizar que el PressOn toque la piel antes de iniciar el registro.
- 5. Estabilice cada aplicador con los dedos pulgar e índice. Para aplicar el electrodo, con el dedo índice presione el émbolo hacia abajo en dirección a la piel, con una presión de leve a moderada. Si se aplica correctamente, los dientes deberían quedar incrustados de manera uniforme debajo de la piel.
6. Una vez desplegados todos los electrodos, suelte la correa del mentón y retire el casco de posicionamiento suavemente y con cuidado para evitar que los electrodos se salgan de su lugar.
7. Deseche el casco de posicionamiento de acuerdo con los protocolos de manipulación de biomateriales estándar.
- 8. Retire los cables alargadores de la bolsa y conéctelos a la matriz de conectores del paciente en el número correspondiente para garantizar la precisión del registro. A continuación, conecte los electrodos a cualquier equipo de EEG comercial de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
9. Durante una monitorización prolongada, compruebe el punto de inserción de los electrodos regularmente para detectar cualquier señal de infección, enrojecimiento o secreción.
- 10. Para retirar un electrodo PressOn, sujete el cable del electrodo a 1 o 2 cm del punto de inserción y tire rápidamente hacia arriba alejándolo de la piel. Tire en dirección perpendicular a la piel hasta que el electrodo quede libre. Deseche todos los electrodos utilizados de acuerdo con el protocolo hospitalario.
11. Puede producirse un leve sangrado capilar al retirar el electrodo. En este caso, aplique una gasa estéril y manténgala presionada hasta que se detenga el sangrado, o siga el protocolo de atención hospitalario.
12. Deseche los electrodos en un recipiente para objetos cortopunzantes apto para uso médico de acuerdo con los protocolos de manipulación de biomateriales estándar.

Casque à électrodes PressOn™ à usage unique

Utilisation prévue

L'électrode PressOn™ est conçue pour enregistrer l'électroencéphalogramme (EEG) ou le potentiel évoqué (PE), ou pour servir de base et de référence lors de l'enregistrement d'un EEG ou d'un PE. Cet appareil est livré stérile et est réservé à l'usage d'un patient unique.

Mise en garde

En vertu de la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale et doit uniquement être utilisé conformément aux normes sectorielles approuvées. Rhythmink International, LLC n'est pas responsable des blessures, des infections ou autres dommages résultant de l'utilisation ou de l'usage impropre de ce produit. Le produit n'est stérile que si l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé.

Emballage

Les électrodes et le casque de positionnement sont fournis dans une pochette stérile. Les rallonges sont emballées séparément dans des pochettes stériles individuelles.

Informations générales

- Les électrodes PressOn sont fournies stériles, sont destinées à un patient unique et sont à usage unique.
- Les fils EEG PressOn peuvent être reliés à tout équipement d'EEG disponible dans le commerce.
- Les électrodes PressOn doivent uniquement être utilisées par du personnel formé ou compétent sous la supervision d'un médecin.
- Les électrodes PressOn sont approuvées pour un usage prolongé.
- Suivez les directives de l'établissement hospitalier pour l'application et la distribution des électrodes PressOn.

Avertissements

- Les électrodes sont uniquement approuvées pour l'enregistrement.
- Les électrodes doivent uniquement être appliquées sur une peau normale saine.
- La peau et la forme et le type des électrodes peuvent affecter la sécurité et l'efficacité de l'enregistrement électrique.
- Les caractéristiques de fonctionnement électrique des électrodes peuvent affecter la sécurité et l'efficacité de l'enregistrement électrique.
- Veuillez contacter le fabricant de l'appareil d'enregistrement électrique si vous ignorez si les électrodes peuvent être utilisées avec l'appareil d'enregistrement.
- La totalité du dispositif est incompatible avec l'IRM.



Précautions

Les effets à long terme des électrodes cutanées utilisées pour les enregistrements électriques ne sont pas connus. Conservez les électrodes hors de portée des enfants. Soyez prudent si vous appliquez les électrodes sur des zones de la peau présentant une sensibilité anormale.

La réutilisation de ce dispositif peut entraîner une contamination croisée. Il n'a PAS été validé pour des utilisations multiples.

Sa restérilisation peut entraîner des dysfonctionnements inconnus. La restérilisation à l'OE n'a pas été validée pour ce dispositif et peut contribuer à la présence d'un excès de résidus de gaz d'OE.

Mode d'emploi

1. Ouvrez la pochette stérile et retirez-en le casque.



2. Positionnez le casque sur la tête du patient et fixez-le à l'aide de la mentonnière. Des applicateurs spécifiques indiquent l'avant du casque et doivent reposer sur le front du patient.

3. Ajustez le casque selon les besoins de façon à ce qu'il repose de manière uniforme et en toute sécurité sur la tête du patient. Les applicateurs doivent être orientés de façon à ce que l'extrémité de l'électrode repose sur la peau et à ce que le bouton de l'applicateur soit tourné vers le haut. Prenez soin de ne pas déployer les électrodes tant que vous n'êtes pas prêt.


4. Si nécessaire, écartez les cheveux du patient au niveau du site d'application de l'électrode PressOn afin de garantir qu'elle touche la peau avant de commencer.



5. Stabilisez chaque applicateur avec le pouce et le majeur et appuyez sur le piston avec l'index en direction de la peau en exerçant une pression légère à modérée pour appliquer l'électrode. Si celle-ci est correctement appliquée, les dents devraient être enfoncées de manière uniforme dans la peau.


6. Une fois que toutes les électrodes sont en place, dégagez la mentonnière et retirez délicatement le casque de positionnement en veillant à ne pas déloger les électrodes.

7. Mettez le casque de positionnement au rebut selon les protocoles standard de manipulation des biomatériaux.



8. Sortez les rallonges de la pochette et faites correspondre leurs numéros avec le connecteur du réseau d'électrodes sur le patient pour garantir la précision de l'enregistrement. Raccordez ensuite les électrodes à un équipement EEG disponible dans le commerce conformément aux instructions du fabricant.

9. En cas de surveillance prolongée, vérifiez régulièrement le site d'insertion des électrodes afin d'identifier tout signe d'infection, de rougeur ou de décharge.



10. Pour retirer une électrode PressOn, saisissez son fil à 1-2 centimètres du site d'application et tirez rapidement vers le haut pour la détacher de la peau. Tirez perpendiculairement à la peau jusqu'à ce que l'électrode soit dégagée. Mettez au rebut toutes les électrodes usagées conformément aux directives de l'établissement hospitalier.

11. Un saignement capillaire mineur est possible après le retrait d'une électrode. Le cas échéant, pressez un tampon en coton stérile sur le site et maintenez-le en place jusqu'à ce que le saignement s'arrête ou suivez les directives de soins de l'établissement hospitalier.

12. Jetez les électrodes dans un récipient pour objets médicaux tranchants conformément aux protocoles standard de manipulation des biomatériaux.

PressOn™-Elektroden-Headset für den Einmalgebrauch

Verwendungszweck

Die PressOn™-Elektroden dienen der Aufzeichnung eines Elektroenzephalogramms (EEG), des evozierten Potenzials (EP) oder als Masse und Referenz bei der EEG oder EP-Aufzeichnung. Das Gerät wird steril geliefert und ist für den Einmalgebrauch für einen Patienten vorgesehen.

Vorsicht

Das Gerät darf gemäß US-Bundesgesetz nur an Ärzte oder in deren Auftrag verkauft werden und muss in Übereinstimmung mit anerkannten Branchenstandards verwendet werden. Rhythmink International, LLC ist nicht verantwortlich für Verletzungen, Infektionen oder andere Schäden, die in Folge des Gebrauchs oder des unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts entstehen. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.

Verpackung

Die Elektroden und das Headset für die Positionierung befinden sich in einem sterilen Beutel. Die Verlängerungskabel sind getrennt in sterilen Beuteln verpackt.

Allgemeine Informationen

- Die PressOn-Elektroden werden steril geliefert und sind für den einmalgebrauch für einen Patienten vorgesehen.
- Die PressOn-EEG-Drähte können an alle handelsüblichen EEG-Geräte angeschlossen werden.
- Die PressOn-Elektroden dürfen nur von geschultem oder ausgebildetem Personal unter Leitung eines Arztes verwendet werden.
- Die PressOn-Elektroden sind für eine längere Anwendung zugelassen.
- Folgen Sie den Krankenhausrichtlinien zum Anwenden und Entfernen der PressOn-Elektroden.

Warnungen

- Die Elektroden sind nur für Aufzeichnungen zugelassen.
- Die Elektroden dürfen nur auf normaler, gesunder Haut angebracht werden.
- Die Haut sowie die Form und die Art der Elektroden können die Sicherheit und Effizienz der elektrischen Aufzeichnung beeinflussen.
- Die elektrischen Leistungsmerkmale der Elektroden können die Sicherheit und Effizienz der elektrischen Aufzeichnung beeinflussen.
- Kontaktieren Sie den Hersteller des elektrischen Aufzeichnungsgeräts, wenn Sie unsicher sind, ob die Elektroden mit dem Aufzeichnungsgerät verwendet werden können.

- Das komplette Gerät ist nicht MRT-geschützt.



Vorsichtsmaßnahmen

Die langfristigen Auswirkungen von Hautelektroden für elektrische Aufzeichnungen sind unbekannt. Bewahren Sie die Elektroden außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Seien Sie vorsichtig, wenn die Elektroden auf Hautbereichen mit gestörter Empfindlichkeit angebracht werden.

Die Wiederverwendung dieses Produkts kann zu Kreuzkontaminationen führen. Das Produkt ist NICHT für den mehrfachen Gebrauch zugelassen.

Eine erneute Sterilisation dieses Produkts kann zu unbekannten Fehlfunktionen führen. Die erneute Sterilisation mit EO ist bei diesem Produkt nicht zugelassen und kann zu übermäßigen EO-Gasresten führen.

Gebrauchsanweisung

1. Sterilen Beutel öffnen und Headset aus dem Beutel entfernen.



2. Headset auf den Kopf des Patienten setzen und mit dem Kinnriemen sichern. Spezielle Applikatoren kennzeichnen die Vorderseite des Headsets und müssen auf der Stirn des Patienten anliegen.

3. Headset anpassen, sodass es flach und sicher auf dem Kopf des Patienten aufliegt. Die Applikatoren müssen so ausgerichtet sein, dass das Elektrodenende auf der Haut aufliegt und der Knopf des Applikators nach oben zeigt. Die Elektroden erst dann anwenden, wenn Sie bereit sind.


4. Die Haare des Patienten an den Elektrodenpositionen ggf. entfernen, um sicherzustellen, dass die PressOn-Elektroden die Haut berühren, bevor der Vorgang gestartet wird.



5. Die Applikatoren einzeln mit dem Daumen und Mittelfinger fassen und den Kolben mit dem Zeigefinger unter leichtem bis mäßigem Druck in Richtung Haut drücken, um die Elektrode anzulegen. Die Elektroden sind ordnungsgemäß angelegt, wenn die Zähne gleichmäßig in der Haut eingebettet sind.


6. Wenn alle Elektroden angelegt wurden, den Kinnriemen lösen und das Headset für die Positionierung vorsichtig entfernen, sodass sich die Elektroden nicht lösen.

7. Das Headset für die Positionierung gemäß Standardprotokollen für den Umgang mit Biomaterialien entsorgen.



8. Verlängerungskabel aus dem Beutel nehmen und die Anzahl der Verlängerungen mit dem Array-Anschluss des Patienten vergleichen, um Genauigkeit zu gewährleisten. Die Elektroden an einem handelsüblichen EEG -Gerät gemäß Herstelleranweisungen anschließen.

9. Bei längerer Anwendung die Eintrittsstellen der Elektroden regelmäßig auf Anzeichen einer Infektion sowie auf Rötungen oder Ablösungen prüfen.



10. Zum Entfernen einer PressOn-Elektrode den Elektrodendraht 1-2 cm oberhalb der eingebrachten Elektrode fassen und in einer schnellen Bewegung nach oben von der Haut ziehen. Den Draht senkrecht zur Haut weiter abziehen, bis sich die Elektrode gelöst hat. Alle verwendeten Elektroden gemäß Krankenhausrichtlinien entsorgen.

11. Nach dem Entfernen einer Elektrode können geringe Kapillarblutungen auftreten. In diesem Fall einen sterilen Wattetupfer so lange auf die Stelle drücken, bis die Blutung gestoppt ist, oder die Krankenhausrichtlinien zur Wundversorgung befolgen.

12. Die Elektroden in einem medizinischen Sicherheitsbehälter gemäß Standardprotokollen für den Umgang mit Biomaterialien entsorgen.

Casco per elettrodi PressOn™ monouso

Uso previsto

Gli elettrodi PressOn™ sono destinati all'uso nella registrazione di elettroencefalogramma (EEG) e potenziali evocati (EP) o come base e riferimento in una registrazione di EEG o EP. Il presente dispositivo è fornito sterile per l'uso su un unico paziente.

Attenzione

La legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo dispositivo solo a medici o su prescrizione medica. Inoltre, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in conformità agli standard di settore accettati. RhythmLink International, LLC non è responsabile di lesioni, infezioni o altri danni derivanti dall'utilizzo o dall'uso improprio del presente prodotto. Il prodotto è sterile a condizione che la confezione non sia aperta o danneggiata.

Confezione

Gli elettrodi e il casco di posizionamento sono contenuti all'interno di un sacchetto sterile. I cavi di estensione sono confezionati separatamente in singoli sacchetti sterili.

Informazioni generali

- Gli elettrodi PressOn sono forniti sterili, monouso e destinati per l'uso su un singolo paziente.
- Le derivazioni dell'EEG PressOn possono essere connesse a qualsiasi apparecchiatura per EEG disponibile in commercio.
- Gli elettrodi PressOn devono essere utilizzati esclusivamente da personale preparato e competente sotto la direzione di un medico.
- L'uso prolungato degli elettrodi PressOn è approvato.
- Attenersi alle linee guida dell'ospedale per applicazione e smaltimento degli elettrodi PressOn.

Avvertenze

- Gli elettrodi sono approvati unicamente per la registrazione.
- Gli elettrodi devono essere applicati esclusivamente su cute normale e sana.
- Cute, forma e tipo di elettrodi possono influenzare la sicurezza e l'efficacia della registrazione elettrica.
- Le caratteristiche delle prestazioni elettriche degli elettrodi possono influire su sicurezza ed efficacia della registrazione elettrica.
- In caso di dubbi sull'utilizzo degli elettrodi con il dispositivo di registrazione, l'utente deve contattare il produttore del dispositivo di registrazione elettrica.
- L'intero dispositivo non è sicuro per la RM



Precauzioni

Gli effetti a lungo termine degli elettrodi cutanei per le registrazioni elettriche non sono noti. Tenere gli elettrodi fuori dalla portata dei bambini. Prestare attenzione nel caso di applicazione degli elettrodi su aree della cute con difetto di sensibilità.

Il dispositivo NON è stato convalidato per l'uso ripetuto, il suo riutilizzo può causare contaminazione crociata.

La risterilizzazione del dispositivo può causare malfunzionamenti imprevisti. La risterilizzazione con ossido di etilene non è stata convalidata per questo dispositivo e può contribuire al rilascio di residui di gas eccessivi.

Istruzioni per l'uso

1. Aprire il sacchetto sterile e rimuovere il casco.



2. Posizionare il casco sul paziente servendosi del sottogola per fissarlo. Specifici applicatori indicano la parte anteriore del casco e devono poggiare sulla fronte del paziente.

3. Regolare il casco in base alle necessità in modo che poggi in modo uniforme e sicuro sul paziente. Gli applicatori devono essere orientati in modo che la parte terminale degli elettrodi poggi sulla cute e il pulsante dell'applicatore sia rivolto verso l'alto. Prestare attenzione a non distribuire gli elettrodi fino a che sono pronti.


4. Se necessario, separare i capelli del paziente nel sito di posizionamento dell'elettrodo per garantire che gli elettrodi PressOn tocchino la cute prima dell'avvio.



5. Stabilizzare ogni applicatore con pollice e dito medio e premere il pistone verso il basso (verso la cute) con l'indice con una pressione da lieve a moderata per applicare l'elettrodo. Se adeguatamente applicato, i denti devono essere ugualmente inseriti al di sotto della cute.

6. Quando tutti gli elettrodi sono distribuiti, rilasciare il sottogola e rimuovere delicatamente il casco di posizionamento prestando attenzione a non rimuovere eventuali elettrodi.

7. Smaltire il casco di posizionamento secondo i protocolli standard di manipolazione dei biomateriali.



8. Rimuovere i cavi di estensione dal sacchetto e abbinare i numeri sugli estensori al connettore dell'array sul paziente per garantire l'accuratezza. Successivamente collegare gli elettrodi a un apparecchio per EEG disponibile in commercio seguendo le istruzioni del produttore.

9. Nel corso del monitoraggio prolungato, verificare regolarmente il sito di inserimento degli elettrodi per rilevare eventuali segni di infezione, arrossamento o secrezione.



10. Per rimuovere un elettrodo PressOn, afferrare il cavo dell'elettrodo entro 1-2 centimetri dal sito dell'elettrodo, quindi tirare velocemente verso l'alto via dalla pelle. Tirare in direzione perpendicolare alla cute fino a che l'elettrodo non si tiri liberamente. Smaltire tutti gli elettrodi utilizzati in base alle linee guida dell'ospedale.

11. Alla rimozione degli elettrodi potrebbe essere presente sanguinamento capillare di entità minore. Se ciò si verifica, tenere premuto un batuffolo di cotone sterile sul sito fino all'arresto del sanguinamento o seguire le linee guida dell'ospedale per l'assistenza.

12. Smaltire gli elettrodi in un contenitore per dispositivi medici taglienti secondo i protocolli standard di manipolazione dei biomateriali.